

Demande d'analyses

Allergie

Code client

LABOKLIN

LABOR FÜR KLINISCHE DIAGNOSTIK GMBH & CO. KG

Case postale · 4002 Basel

Tél: 004161 / 319 60 60 Fax: 004161 / 319 60 65

Mél: labor.basel@laboklin.ch

Heures d'ouverture: Lundi – Vendredi: 9h – 17h

Donneur d'ordre - Vétérinaire:
(coordonnées complètes)

Propriétaire de l'animal:
(en majuscules s.v.p.)

Nom: _____

Prénom: _____

Rue: _____

CP, Ville: _____

Fax/e-mail: _____

téléphone: _____

Fax/e-mail: _____

Date et signature

Résultat par: fax téléphone e-mail Courrier

Animal: chien chat cheval autre espèce: _____ Nom: _____

Sexe: f m f.c. m.c. Race: _____ EDV Nr: _____

Prélèvement: hémolytique lipémique ictérique centrifugé Age: _____

Date de prélèvement: _____ No. des résultats précédents: _____

ANAMNESE réduite- Merci de remplir systématiquement

Age à l'apparition des premiers symptômes _____ (M/A)

Localisation des lésions initiales:

Caractère annuel non oui Caractère saisonnier non oui

Face Lombes

Prurit non oui Diarrhée non oui

Oreilles

Queue

Corticoides per os non oui _____

Cou

Région anale

Corticoides inj. non oui _____

Ars

Flancs

Abdomen

Membres

Dos

Extrémités

ANAMNESE détaillée

Type d'aliment _____

Maladie systémique _____ Contagiosité humaine/animale non oui _____

Age aux premiers symptômes _____ (M/A) Séjours à l'étranger non oui _____

Symptômes cutanés _____

Examens complémentaires cutanés _____

Symptômes respiratoires _____

Examens complémentaires respiratoires _____

Symptômes digestifs _____

Examens complémentaires digestifs _____

Traitements administrés et réponse thérapeutique

Antibiotiques non oui _____ Antifongiques non oui _____

Antihistaminiques non oui _____ Shampoing non oui _____

Acaricides non oui _____ Changement de litière non oui _____

Antiparasitaires non oui _____ Confinement box non oui _____

Régime d'éviction non oui _____ Bronchodilatateurs non oui _____



000130090044

échantillons: A=Ecouvillon, AM=avorton, AS=ascite, BS=frottis sanguin, CP=plasma citraté, EB=sang EDTA, EP=Plasma EDTA, F=Plume, FA=Feces, Gw=Tissu, H=Urine, HA=Poils, HP=Plasma hépariné, HS=Calcul urinaire, HT=Peau, K=Croûte, KM=moelle osseuse, L=Foie, LQ=LCR, Ln=N. lymphatique, M=Rate, MH=Urine du matin, N=Rein, NaFB=Sang total fluoré, NaFP=Plasma fluoré, NSP=lavement (nez), S=Sérum, SV=Liquide synovial, TA=Ecouvillon, V=Vomissement, Z=Tique, *=laboratoire partenaire, !=frais

CHIEN - Dosage des IgE spécifiques d'allergènes (Test FCeRI ®)

7105 Test de „dépistage“ (acariens, pollens, moisissures, salive de puce) S/1ml
☐ En cas de résultat positif, merci de faire les recherches des „mono-allergènes“ ci-dessous.

Identification des monoallergènes

7106 Allergènes saisonniers (graminées, herbacées, arbres) S/0,5ml
7107 Allergènes non saisonniers (moisissures, acariens) S/0,5ml
7116 plumes/poils/squames (chat, chien, lapin, perroquet, canard, oie) S/0,5ml
7130 Insectes (Simulies, moustiques, taons, mouche charbonneuse, cafards) S/0,5ml
7124 Panel Hyménoptères (abeille, guêpe poliste, guêpe vespula, frelon) S/0,5ml
7122 Panel méditerranéen (graminées, herbacées, arbres, moisissures, acariens, puces) S/1,0ml
7108 Sensitest® (16 trophallergènes, dosage des IgE et IgG) S/0,5ml
7123 Trophallergènes - exotiques (IgE et IgG -cheval, autruche, cerf, lapin, sanglier, renne, amarante, millet) S/0,5ml

Autres sérologies

568 Sarcoptes (IgG) S/0,5ml
6104 Staphylocoques (IgG) S/0,5ml
8032 Sensibilité à l'ivermectine (gène MDR-1)* EB/1ml
7117 Malassezia (IgE /FCeRI) S/0,5ml
6103 salive de puce (IgE/FCeRI) S/0,5ml

Immunothérapie spécifique (désensibilisation)*

6111 Traitement d'attaque - pour l'animal mentionné au verso
6113 Traitement d'entretien

joindre impérativement une ordonnance. délai de livraison: 4 à 5 semaines.Date:

Signature du vétérinaire:

CHAT - Dosage des IgE spécifiques d'allergènes (Test FCeRI ®)

7105 Test de „dépistage“ (acariens, pollens, moisissures, salive de puce) S/1ml
☐ En cas de résultat positif, merci de faire les recherches des „mono-allergènes“ ci-dessous.

Identification des monoallergènes

7106 Allergènes saisonniers (graminées, herbacées, arbres) S/0,5ml
7107 Allergènes non saisonniers (moisissures, acariens) S/0,5ml
7116 plumes/poils/squames (chat, chien, lapin, perroquet, canard, oie) S/0,5ml
7130 Insectes (Simulies, moustiques, taons, mouche charbonneuse, cafards) S/0,5ml
7122 Panel méditerranéen (graminées, herbacées, arbres, moisissures, acariens, puces) S/1,0ml
7108 Sensitest® (16 trophallergènes, dosage des IgE et IgG) S/0,5ml
7123 Trophallergènes - exotiques (IgE et IgG -cheval, autruche, cerf, lapin, sanglier, renne, amarante, millet) S/0,5ml
6103 Salive de puce (IgE) S/0,5ml

Immunothérapie spécifique (désensibilisation)*

6111 Traitement d'attaque - pour l'animal mentionné au verso
6113 Traitement d'entretien

joindre impérativement une ordonnance. délai de livraison: 4 à 5 semaines.Date:

Signature du vétérinaire:

CHEVAL - Dosage des IgE spécifiques d'allergènes

7105 Test de „dépistage“ (Acariens, pollens, moisissures, insectes) S/1ml
☐ En cas de résultat positif, merci de faire les recherches des „mono-allergènes“ ci-dessous.
En l'absence d'un test de „dépistage“, recherche individuelle des 4 catégories recommandée car différenciation sur la base de la clinique impossible- codes 7106, 7107 et 7110.

Identification des monoallergènes

7106 Allergènes saisonniers (graminées, herbacées, arbres) S/0,5ml
7107 Allergènes non saisonniers (moisissures, acariens) S/0,5ml
7116 plumes/poils/squames (chat, chien, lapin, perroquet, canard, oie) S/0,5ml
7110 Insectes (Culicoides, similie, moustique, taon, mouche charbonneuse) S/1ml
6108 Allergènes alimentaires (blé, orge, avoine, maïs, mélasse, soja, levure, luzerne dosage des IgE et IgG) S/1ml
7121 CAST®-Insectes (Culicoides, similie, moustique, taon) ACD/2x9ml
Test de stimulation leucocytaire pour le diagnostic des réactions allergiques aux insectes. Demander les tubes pour les prélèvements. Acheminement sous un délai de 24 h. Envoi du lundi au mercredi uniquement !

Immunothérapie spécifique (désensibilisation)*

6114 Traitement d'attaque - pour l'animal mentionné au verso
6115 Traitement d'entretien

joindre impérativement une ordonnance. délai de livraison: 4 à 5 semaines.Date:

Signature du vétérinaire:

Nous pouvons aussi fournir un traitement de désensibilisation basé sur les résultats de vos tests cutanés ou de tout autre test. Joindre impérativement une ordonnance à votre commande. Délai de livraison: 4 à 5 semaines.
Nous restons à votre entière disposition pour de plus amples informations.

Commande de matériel de prélèvement			
1 Tube sec	3 Tube EDTA	8 Tubes pour écouvillons	14 Pot histologie (formol)
2 Tube citrate	7 Flaçon pour urine	10 Pochettes d'expédition	47 Tubes ACD pour CAST
3a Tube hépariné	6 Ecouvillon avec milieu	11 Boîtes pour tubes	5 Pot à coproculture
4 Tube fluoré (NaF)	6a Ecouvillon sec	12 Porte-lames	15 Milieu à Mycoplasmes
		13 Milieu à Chlamydiae	80 Code-barre
			86 Formulaire - général
			70 Formulaire - allergie
			68 Formulaire - génétique
			17 Antrâge - PATHOLOGIE
			58 order sheet - pathology

Conditions générales de vente:

Cette demande d'analyses renseignée et signée par le donneur d'ordre a valeur de contrat.

LABOKLIN se réserve le droit d'effectuer toute modification de prestations ou de prix. Pour plus de renseignements: voir www.laboklin.com.

013.009 10/05

